

AntiScar Gel

Warnings:

- ⚠ Do not use around the eyes, on mucosal membranes, third-degree burns, or open wounds.
- ⚠ The product should not be used on dermatological conditions with broken skin.
- ⚠ If the gel is not completely dry, it may stain clothing.
- ⚠ If you experience any allergic reactions, discontinue use of the product and contact your healthcare professional.
- ⚠ For external use only.
- ⚠ This product does not require special disposal methods. Please follow your local disposal regulations.
- ⚠ This product meets the requirements of ISO10993.
- ⚠ Do not use the product if there is evidence of packaging damage or after the expiration date.
- ⚠ Keep away from direct sunlight.
- ⚠ Please refer to the directions for use and carefully and precisely follow them.

Indications (Intended Purpose):

Management of old and new keloid and hypertrophic scars resulting from burn, surgical procedure, wounds and trauma.

Drug interaction

There is no known and reported drug interaction.

Contraindications

It is contraindicated in patients with known hypersensitivity to silicone or any of the listed ingredients.

Directions for Use

- 1.First, clean and dry the area
- 2.Apply a thin layer of gel to the scar and massage gently in order to achieve better penetration.
- 3.The gel should be used twice a day

Treatment may take several weeks, depending on the size of existing scars.

Recommended duration of treatment

It is recommended as a minimum treatment of 60–90 days (twice a day). Larger and older scars may take longer. Continued use is recommended until no further improvement is seen.

Storage condition

Store in a dry place at room temperature.
Protect from direct sunlight and moisture.
Keep it out of the reach of children.
Do not freeze.

Intended Users (Target Users)

This product does not need to be applied by a healthcare professional, and the patient can use it independently without the help of a specialist.
NTScar should not be applied over other skin treatments without the advice of your physician.

Target Population

Children and adults

Size and catalogue number:

5 ml	NS/01/01
10 ml	NS/02/01
15 ml	NS/03/01

Symbols



Manufacturer



Date of manufacture



Use-by date



Lot Code



Catalogue number



Consult instructions for use



Do not use if package is damaged



Keep dry



Keep away from sunlight



Avoid freezing



Manufactured by: Nano Fanavaran Narin Teb

No.1462, Pharmaceutical Incubator Center of Tehran University of Medical Sciences, North Kargar Street, Tehran, Iran

Please report any adverse events related to this product to the email address of Nanonarin Teb Company (info@nanonarin.com) or to the General Department of Medical Equipment of Iran.

Please contact Nano Narin Teb patient support for further information and directions.

Tel: +9821-91076061, www.nanonarin.com, info@nanonarin.com

ژل آنتی اسکار - بهبود دهنده جای زخم

هشدارها و ملاحظات قبل از مصرف محصول

- ⚠ در ناحیه ی چشم، موکوس‌های غشایی، سوختگی درجه 3 و زخم باز استفاده نشود.
- ⚠ این محصول نباید در شرایط پوستی با زخم باز استفاده شود.
- ⚠ در صورتی که ژل کاملاً خشک نشده باشد، می تواند باعث ایجاد لکه بر روی لباس شود.
- ⚠ در صورت بروز هرگونه واکنش آلرژیک، استفاده از محصول را متوقف کرده و با پزشک خود تماس بگیرید.
- فقط برای استعمال خارجی
- ⚠ این محصول به روش‌های دفع خاصی نیاز ندارد. لطفاً مقررات دفع محلی خود را رعایت کنید.
- ⚠ این محصول، تمامی الزامات استاندارد ISO10933 را با موفقیت گذرانده است.
- ⚠ در صورت وجود شواهد مبنی بر آسیب دیدگی یا منقضی شدن محصول از آن استفاده ننمایید.
- ⚠ از قرار دادن محصول در مقابل نور خورشید خودداری کنید.
- ⚠ لطفاً به دستورالعمل استفاده مراجعه کنید و آن را با دقت مطالعه نمایید.
- ⚠

موارد مصرف

مدیریت انواع اسکارهای قدیمی و جدید کلونیدی و هیپرتروفیک ناشی از سوختگی، عمل جراحی، زخم‌ها و تروما.

موارد منع مصرف

در بیمارانی که به سیلیکون یا هر یک از مواد ذکر شده حساسیت شناخته شده دارند، منع مصرف دارد.

تداخل دارویی

هیچ تداخل دارویی شناخته شده و گزارش شده ای وجود ندارد.

دستورالعمل استفاده

1. ابتدا ناحیه ی مورد نظر تمیز و خشک شود.
 2. یک لایه ی نازک از ژل روی اسکار زده و برای جذب بهتر، به آرامی ماساژ دهید.
 3. ژل می‌بایست 2 بار در روز استفاده شود.
- بسته به اندازه اسکارهای موجود، درمان ممکن است چند هفته طول بکشد.

مدت زمان توصیه شده برای درمان

طول مدت حداقل درمان 60 تا 90 روز (دو بار در روز) توصیه می شود. اسکارهای بزرگتر و قدیمی تر ممکن است بیشتر طول بکشد. ادامه استفاده تا زمانی که بهبود بیشتری مشاهده نشود توصیه می‌شود.

شرایط نگهداری

در جای خشک و در دمای اتاق نگهداری شود.
از تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت محافظت شود.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
فریز نکنید.

کاربران هدف

این محصول نیازی به استفاده توسط متخصص مراقبت‌های بهداشتی ندارد و بیمار می‌تواند آن را به‌صورت مستقل و بدون کمک متخصص استفاده کند.
نباید از NTScar روی سایر درمان‌های پوستی بدون مشورت با پزشک استفاده شود.

جامعه هدف

کودکان و بزرگسالان

- لطفاً هر حادثه ناگوار مرتبط با این محصول را به آدرس ایمیل شرکت نانو فناوران نارین طب (info@nanonarin.com) و یا اداره کل تجهیزات پزشکی ایران گزارش دهید.



تولید شده توسط: نانو فناوران نارین طب
ایران، تهران، کارگر شمالی، مرکز رشد فناوری دارویی، پلاک 1462

- جهت کسب اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی بیمار شرکت نانو نارین طب تماس بگیرید.

Tel: +9821-91076061, www.nanonarin.com, info@nanonarin.com