

Wound Antiseptic and Antibacterial Solution

Size

30ml
60ml
100ml

Warnings:

- ⚠ Only for external use on skin and wounds.
- ⚠ Do not use for infusion or injection.
- ⚠ Do not use if package is damaged.
- ⚠ Do not ingest.
- ⚠ Avoid contact with eyes
- ⚠ Do not contaminate the spray nozzle.
- ⚠ This product is non-sterile and should not be re-used.
- ⚠ If you experience any allergic reactions, discontinue the use of this product, immediately contact your physician.
- ⚠ The maximum time to change the product is one hour and the maximum duration of use is less than 24 hours.
- ⚠ Please refer to the instructions for use below and read it carefully.
- ⚠ Contact us in case of any complications.
- ⚠ Dispose the product safely.

Indications (intended purpose):

For cleansing, decontamination and infection treatment of:

- Diabetic foot ulcers
- Pressure ulcers (such as bedsores)
- Surgical wounds
- Traumatic wounds
- Burns

Contraindications:

- Do not use if there is a history of allergy to any of the ingredients.
- Do not use on the central nervous system or meninges, middle or inner ear, eyes or cartilage.
- Mixing the Wound Antiseptic and Antibacterial Solution with other wound cleansing soaps, lotions, ointments, oils, or enzymes may lower effectiveness

Directions for Use

1. Skin Cleansing

- Spray the solution on the desired area of the skin, or soak a sterile gauze in this solution and wipe the desired area.

2. Wound cleansing

- Spray the solution on the entire wound bed as well as the edges of the wound. Avoid flooding the wound with the solution.
- Or, wet the sterile gauze with the solution and then, clean the wound with it. Then cover the wound with a proper dressing.
- Do this once a day, make sure the wound bed remains moist until the dressing is changed.

Side Effects

In very rare cases there may be a mild burning and itching sensation after application which will go away after a short time.

Intended Users (target users)

Healthcare professionals and technicians in the field of wound care and healing

Target population

Adults (excluding pregnant)

Storage

- store at room temperature below 30°C and away from direct sunlight.
- Do not refrigerate or freeze.

sizes and catalogue numbers:

30ml	ED/01/01
60ml	ED/02/01
100ml	ED/03/01

Symbols



Manufacturer



Consult instructions for use



Date of manufacture



Keep away from sunlight



Use-by date



Non-sterile



Lot Code



Do not re-use



Catalogue number



Lower and upper limits of temperature



Manufactured by: Nano Fanavaran Narin Teb

No. 1462, Pharmaceutical Incubator Center of Tehran University of Medical Sciences, North Kargar Street, Tehran, Iran

Please report any adverse events related to this product to the email address of Nano Fanavaran Narin Teb (info@nanonarin.com) or the General Department of Medical Equipment of Iran.

Please contact Nano Narin Teb patient support for further information and directions.

Tel: +9821-91076061, www.nanonarin.com, info@nanonarin.com

محلول ضد عفونی و آنتی باکتریال زخم

ابعاد

30 میلی لیتر

60 میلی لیتر

100 میلی لیتر

هشدارها و ملاحظات قبل از مصرف پانسمن

⚠ فقط برای مصارف خارجی بر روی پوست و زخم ها استفاده گردد.

⚠ برای تزریق استفاده نشود.

⚠ در صورتیکه بسته بندی محصول آسیب دیده یا باز شده است، از آن استفاده نکنید.

⚠ بلعیده نشود.

⚠ از تماس با چشم جلوگیری شود.

⚠ سر اسپری آلوده نشود.

⚠ این محصول غیراستریل و یکبار مصرف است.

⚠ در صورت بروز هرگونه واکنش آلرژیک، استفاده از محصول را متوقف کرده و بلافاصله با پزشک خود

تماس بگیرید.

⚠ حداکثر زمان جهت تعویض محصول یک ساعت و حداکثر مدت زمان استفاده کمتر از 24 ساعت است.

⚠ لطفاً به دستورالعمل استفاده در ادامه مراجعه کنید و آن را با دقت مطالعه نمایید.

⚠ در صورت بروز هرگونه عارضه ای با ما تماس بگیرید.

⚠ روش امحاء: محصول را به صورت ایمن در زباله بیندازید

موارد مصرف

برای پاکسازی، رفع آلودگی و درمان عفونت در:

- زخم پای دیابتی
- زخم های فشاری (مانند زخم بستر و ...)
- زخم های جراحی
- زخم های ناشی از آسیب (تروما)
- زخم های سوختگی

موارد منع مصرف:

- در صورت داشتن حساسیت و آلرژی نسبت به ترکیبات سازنده محللول
- روی سیستم عصبی مرکزی یا مننژها، گوش میانی یا داخلی، چشم ها یا غشروف استفاده نشود.
- از ترکیب کردن محللول آنتی سپتیک و آنتی باکتریال با سایر صابون ها، لوسیون، پمادها، روغن ها و آئزیم های تمیزکننده زخم خودداری نمایید چون تاثیر آن را احتمالاً کاهش می دهد.

دستورالعمل استفاده

1. پاکسازی پوست

- محللول ضد عفونی را روی منطقه مورد نظر از پوست، اسپری کرده، یا گاز استریل را به این محللول آغشته کرده و منطقه مورد نظر را پاک کنید.

2. تمیز کردن زخم

- محللول ضد عفونی را بر روی تمام بستر زخم و همینطور لبه های زخم اسپری نمایید. از غرقابی کردن زخم با محللول، اجتناب نمایید.
- در روش دیگر، گاز استریل را با اسپری مرطوب نموده و با آن زخم را پاکسازی کنید. سپس منطقه زخم را با پانسمن مناسب پوشش دهید.
- روزی یکبار این عمل را انجام دهید، مطمئن باشید بستر زخم تا زمان تعویض پانسمن مرطوب باقی بماند.

عوارض جانبی

در موارد بسیار نادر، بعد از مصرف، احساس سوزش و خارش ملایم ممکن است بوجود بیاید که بعد از مدت کوتاهی از بین می رود.

کاربران

متخصصین و درمانگران حوزه درمان و مراقبت از زخم

جامعه هدف

بزرگسالان (به جز خانم های باردار)

شرایط نگهداری

- در دمای اتاق زیر 30 درجه و به دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- در یخچال یا فریزر نگهداری نشود.

-لطفاً هر حادثه ناگوار مرتبط با این محصول را به آدرس ایمیل شرکت نانو فناوران نارین طب (info@nanonarin.com) و یا اداره کل تجهیزات پزشکی ایران گزارش دهید.

تولید شده توسط: نانو فناوران نارین طب

ایران، تهران، کارگر شمالی، مرکز رشد فناوری دارویی، پلاک 1462

- جهت کسب اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی بیمار شرکت نانو نارین طب تماس بگیرید.

Tel: +9821-91076061, www.nanonarin.com, info@nanonarin.com