

Foam dressing

Models

- NanoFoam
- NanoFoam Silicone

Size

- 10 cm × 10 cm
- 15 cm × 15 cm
- 20 cm × 20 cm

Warnings:

- ⚠ Contact us in case of any complications.
- ⚠ Do not use if package is damaged.
- ⚠ Store in a dry and cool place preferably at room temperature.
- ⚠ Keep away from sunlight or excessive moisture.
- ⚠ If you experience any allergic reactions, discontinue use of the product, immediately contact your healthcare professional.
- ⚠ This product is for single-use only and should not be re-used.
- ⚠ Re-use may lead to increased risk of infection or cross contamination.
- ⚠ In the case of redness of skin, discontinue use of product.
- ⚠ Disposal: This product should be disposed based on the hospital or healthcare professional advice. (According to local regulations and procedures)

Indications (intended purpose):

- Diabetic foot ulcers
- Pressure ulcers
- Burn wounds
- Traumatic ulcers
- Skin grafts
- Donor sites
- Surgical wounds
- Vascular ulcers
- Wounds with moderate to heavy exudate

Contraindications:

- Necrotic tissue with eschar
- Dry wounds
- Allergic reaction

Directions for Use

1. Check the Indications. This product is indicated for wounds with **moderate to heavy exudate**.
2. Wash your hands, use surgical gloves, work in sterile set-up and preparations.
3. Wash the wound and the area around it (> 2.5 cm margin) and remove the contaminants using standard solutions (normal saline). Please do not use irritative or cytotoxic cleansing solutions.
4. If debridement of necrotic or hyperkeratotic tissue is required, let a physician (or properly licensed practitioner) do that.
5. Gently dry the skin around the wound. Take precautions not to cause any bleeding.
6. Measure the wound to select the appropriate dressing size and cover a distance of 2.5 cm (1 inch) of the surrounding skin.
7. When using NanoFoam Silicone, remove the first release liner and apply the adherent side to the wound. Remove the other release liner and smooth down on the skin.
8. For both NanoFoam and NanoFoam Silicone, use a bandage or tape to hold the dressing in place.
9. The maximum time to replace the product is **72 hours** and the maximum duration of use is less than 30 days.
10. There is no limit on the number of times the product can be used. However, the maximum duration of use is less than 30 days. In case of insufficient absorption of exudate and foam saturation, use another treatment method.

How to remove

1. When changing the dressing, carefully peel off the foam dressing from a corner.
2. Clean the wound and if needed, apply a new foam dressing.

Intended Users (target users)

Healthcare professionals and technicians in the field of wound care and healing

Target population

Adults (excluding pregnant)

Target location (application site in the body)

In direct contact with patients' breached skin

Intended environment and place of use

This product has no restriction or limitation for place of use.

sizes and catalogue numbers:

NanoFoam	10×10	NF/01/01	NanoFoam Silicone	10×10	NF/11/01
	15×15	NF/02/01		15×15	NF/12/01
	20×20	NF/03/01		20×20	NF/13/01

Symbols



Manufacturer



Date of manufacture



Use-by date



Lot Code



Catalogue number



Sterilized using ethylene oxide



Do not re-sterilize



Do not re-use



Consult instructions for use



Do not use if package is damaged



Keep dry



Keep away from sunlight



Manufactured by: Nano Fanavaran Narin Teb

No. 1462, Pharmaceutical Incubator Center of Tehran University of Medical Sciences, North Kargar Street, Tehran, Iran
Packaging and Sterilization, Made in China

Please report any adverse events related to this product to the email address of Nano Fanavaran Narin Teb (info@nanonarin.com) or the General Department of Medical Equipment of Iran.

Please contact Nano Narin Teb patient support for further information and directions.
Tel: +9821-91076061, www.nanonarin.com, info@nanonarin.com

پانسمان فوم

مدل

NanoFoam
NanoFoam Silicone

ابعاد

10 cm × 10 cm

15 cm × 15 cm

20 cm × 20 cm

هشدارها و ملاحظات قبل از مصرف پانسمان

- ⚠ در صورت بروز هرگونه عارضه ای با ما تماس بگیرید.
- ⚠ در صورتیکه بسته بندی محصول آسیب دیده یا باز شده است، از آن استفاده نکنید.
- ⚠ محصول در مکانی خشک و خنک، ترجیحاً در دمای اتاق نگهداری شود.
- ⚠ از قرار دادن پانسمان در مقابل نور خورشید یا رطوبت بیش از حد خودداری کنید.
- ⚠ در صورت بروز هرگونه واکنش آلرژیک، استفاده از محصول را قطع کرده و بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
- ⚠ این محصول یکبار مصرف میباشد و نباید مجدداً استفاده شود.
- ⚠ استفاده مجدد ممکن است منجر به افزایش خطر عفونت یا آلودگی شود.
- ⚠ در صورت قرمز شدن پوست، استفاده از این محصول را متوقف کنید.
- ⚠ جهت کسب اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی بیمار شرکت نانو نارین طب تماس بگیرید.
- ⚠ روش امحاء: محصول را در دو کیسه پلاستیکی در بسته قرار دهید و به سطل زباله بیندازید.

موارد مصرف

- زخم پای دیابتی
- زخم های فشاری (شامل زخم بستر و ..)
- زخم های سوختگی
- زخم های ناشی از آسیب (تروما)
- پیوندهای پوستی
- زخم ناحیه اهدای عضو
- زخم های جراحی
- زخم های عروقی
- زخم هایی با ترشحات متوسط تا زیاد

موارد منع مصرف:

- بافت نکروز با حضور اسکار
- زخم های خشک
- واکنش آلرژیک

دستورالعمل استفاده

1. قبل از استفاده، اندیکاسیون های محصول را چک نمایید. این پانسمان برای **زخم با ترشحات متوسط تا زیاد** بکار می رود.
2. دستهای خود را شسته و از دستکش جراحی استفاده کنید، فرایند آماده سازی برای درمان را در شرایط استریل انجام دهید.
3. زخم و ناحیه اطراف آن (حاشیه بیشتر از 2.5 سانتی متر) را بشویید و آلودگی ها را با استفاده از محلول های استاندارد (رمال سالین) برطرف نمایید. لطفاً از محلول ها یا مواد پاک کننده تحریک زا یا سمی استفاده نکنید.
4. اگر زخم شما نیاز به دبریدمان (بافت نکروزه یا هایپرکراتوزه) دارد حتماً توسط پزشک، دبریدمان زخم را انجام دهید.
5. پوست اطراف زخم را به صورتی که باعث خونریزی نشود، به آرامی خشک کنید.
6. زخم را اندازه گیری کنید و ابعاد مناسب پانسمان را به نحوی انتخاب کنید که حاشیه 2.5 سانتی متری پوست اطراف زخم را بپوشاند.
7. در صورت استفاده از نانوفوم سیلیکون، ابتدا لایه محافظ را از یک سمت باز کرده و به آرامی بردارید. سپس پانسمان را از بخش چسبنده به زخم بچسبانید. لایه محافظ در سمت دیگر را بردارید. سپس به آرامی به پانسمان فشار وارد کنید تا کاملاً به زخم بچسبید.
8. برای نگه داشتن نانوفوم و نانوفوم سیلیکون، از بانداز یا چسب استفاده کنید.
9. حداکثر زمان تعویض محصول **72 ساعت** و حداکثر مدت زمان استفاده کمتر از 30 روز می باشد.
10. محدودیت در تعداد دفعات استفاده از محصول وجود ندارد ولیکن حداکثر مدت زمان استفاده کمتر از 30 روز می باشد. در صورت عدم جذب کافی ترشحات و اشباع فوم از روش درمانی دیگری استفاده کنید.

نحوه برداشتن

1. هنگام تعویض پانسمان، فوم را از کنار به دقت جدا کنید.
2. زخم را تمیز کرده و در صورت نیاز، از پانسمان جدید استفاده نمایید.

کاربران

متخصصین و درمانگران حوزه درمان و مراقبت از زخم

جامعه هدف

بزرگسالان (بجز خانمهای باردار)

-لطفاً هر حادثه ناگوار مرتبط با این محصول را به آدرس ایمیل شرکت نانو فناوران نارین طب (info@nanonarin.com) و یا اداره کل تجهیزات پزشکی ایران گزارش دهید.

تولید شده توسط: نانو فناوران نارین طب

ایران، تهران، کارگر شمالی، مرکز رشد فناوری دارویی، پلاک 1462

- جهت کسب اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی بیمار شرکت نانو نارین طب تماس بگیرید.

Tel: +9821-91076061, www.nanonarin.com, info@nanonarin.com