

Interactive Regenerating Wound Dressing Matrix

Warnings:

- ⚠ Sterile if undamaged, unopened pack.
- ⚠ Contact us in case of complications.
- ⚠ Disposal: This product should be disposed based on the hospital or healthcare professional advice. (According to local regulations and procedures)
- ⚠ This product meets the requirements of ISO10993.
- ⚠ Use of NanoEx must be by, or on the order of a physician (or properly licensed practitioner).
- ⚠ NanoEx is a sterile and single-use product and should not be re-used.
- ⚠ Re-use may lead to increased risk of infection or cross contamination.
- ⚠ Do not use the product if there is evidence of packaging damage or after the expiration date.
- ⚠ NanoEx should be held at room temperature.
- ⚠ Keep the product away from sunlight or excessive moisture.
- ⚠ If you experience any allergic reactions, discontinue use of the product, immediately contact your healthcare professional.
- ⚠ Please refer to the directions for use and carefully and precisely follow them.
- ⚠ A suitable secondary dressing should be used on NanoEx based on the clinician's diagnosis and the wound condition.

Indications (Intended Purpose):

Management of:

- Burn wounds
- Diabetic foot ulcers
- Pressure ulcers
- Traumatic ulcers
- Skin grafts
- Donor sites
- Surgical wounds
- Cavity wounds
- Infected and non-infected wounds
- Wounds with minimal to moderate exudate

Contraindications

- Malignancy in the wound
- Unexplored fistula
- Untreated osteomyelitis
- Necrotic tissue with eschar present
- Exposed blood vessels or organs (heavy bleeding)
- Allergic reaction

Directions for Use

1. Check the Indication. NanoEx is indicated for wounds with minimal to moderate exudate. Consider using an absorbent secondary dressing if the wound exudate is high.
2. Wash your hands, use surgical gloves, work in sterile setup and preparations.
3. Wash the wound and the area around it (> 1cm margin) and remove the contaminants using standard solutions (normal saline). Please do not use irritative or cytotoxic cleansing solutions.
4. If debridement of necrotic or hyperkeratotic tissue is required, let a physician (or properly licensed practitioner) do that.
5. Gently dry the skin around the wound. Take precautions not to cause any bleeding.
6. Measure the size of the wound. Open the package. Cut the NanoEx dressing and consider covering 1cm around it as a safe margin for complete adhesion and protection.
7. **Put the dressing on the wound. Then moisten it drop by drop with appropriate amount of normal saline or sterile distilled water, in such a way that no extra water is left.**
8. If the dressing is not completely adhered to the wound surface, gently press on those areas with sterile gauze pads or medical swabs until it is completely adhered to the wound surface ensuring no air is trapped between the wound surface and NanoEx.
9. NanoEx is as a **primary dressing** and should be in direct contact with the wound bed.
10. The maximum time to replace the product is **72 hours** and the maximum duration of use is less than 30 days.
11. To remove NanoEx from the wound bed, use normal saline.

Side Effects

In the case of irritation, discontinue use of product.

Intended Users (Target Users)

Health care professionals and technicians in the field of wound care and healing

Intended Environment and Place of Use

This product has no restriction or limitation for place of use.

Target Population

Adults (excluding pregnant)

Target Location (Application Site in the Body)

In direct contact with patient's breached skin

size and catalogue number:

10×10	EX/01/01
-------	----------

Symbols

	Manufacturer		Do not sterilize
	Authorized representative in the European Community		Do not re-use
	Date of manufacture		Consult instructions for use
	Use-by date		Do not use if package is damaged
	Lot Code		Keep dry
	Catalogue number		Keep away from sunlight
	Sterilized using irradiation		Upper limit of temperature

 AKTISCHICHT Nano F. N. Teb ACTA1 holding, No. 1462, Pharmaceutical Incubator Center of Tehran University of Medical Sciences, North Kargar Street, Tehran, Iran

 Aktischicht & Adler GmbH, Ernst Abbe Str.12 , 60438 , Frankfurt am main, Germany

Please report any serious incident related to this product by email to regulatory@aktischicht.ch and or mp-vigilanz@bfarm.de.

Please contact Nano Narin Teb patient support for further information and directions.
Tel: +9821-91076061, www.nanonarin.com, info@nanonarin.com

ماتریس بازسازی کننده - پانسمان تعاملی زخم

هشدارها و ملاحظات قبل از مصرف پانسمان

- ⚠ در صورت عدم آسیب دیدگی بسته بندی، استریل است.
- ⚠ در صورت بروز هرگونه عارضه ای، با ما تماس بگیرید.
- ⚠ روش امحاء: محصول را در دو کیسه پلاستیکی دربسته قرار دهید و به سطل زباله بیندازید.
- ⚠ این محصول، تمامی الزامات استاندارد ISO10933 را با موفقیت گذرانده است.
- ⚠ استفاده از NanoEx حتماً توسط پزشک یا به دستور پزشک (یا کارشناس زخم) باشد.
- ⚠ NanoEx محصول استریل شده و یکبار مصرف است و نباید مجدداً استفاده شود.
- ⚠ استفاده مجدد ممکن است منجر به افزایش خطر عفونت یا آلودگی شود.
- ⚠ در صورت وجود شواهد مبنی بر آسیب دیدگی یا منقضی شدن محصول از آن استفاده ننمایید.
- ⚠ NanoEx باید در دمای اتاق نگهداری شود.
- ⚠ از قرار دادن پانسمان در مقابل نور خورشید یا رطوبت بیش از حد خودداری کنید.
- ⚠ در صورت بروز هرگونه واکنش آلرژیک، استفاده از محصول را متوقف کرده و بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
- ⚠ لطفاً به دستورالعمل استفاده مراجعه کنید و آن را با دقت مطالعه نمایید.
- ⚠ بر روی نانوآکس به تشخیص درمانگر و شرایط زخم، پانسمان ثانویه مناسب استفاده شود.

موارد مصرف

- زخم های سوختگی
- زخم پای دیابتی
- زخم های فشاری (شامل زخم بستر و ...)
- زخم های ناشی از آسیب (تروما)
- پیوندهای پوستی
- زخم ناحیه اهدای عضو
- زخم های جراحی
- زخم های عمیق
- زخم هایی با ترشحات کم تا متوسط

موارد منع مصرف

- زخم ناشی از بدخیمی
- فیستول های بررسی نشده
- عفونت بافت استخوان درمان نشده
- بافت نکروزه با حضور اسکار
- عروق خونی بزرگ و ارگان های داخلی نمایان شده (خونریزی شدید)
- واکنش آلرژیک

دستورالعمل استفاده

1. قبل از استفاده، اندیکاسیون های محصول را چک نمایید. باید به این نکته توجه داشت که در درمان زخم های پر ترشح باید اقداماتی افزون بر استفاده از NanoEx انجام داد (استفاده از پانسمانهای جاذب آگزودا).
2. دستهای خود را شسته و از دستکش جراحی استفاده کنید، فرایند آماده سازی برای درمان را در شرایط استریل انجام دهید.
3. زخم و ناحیه اطراف آن (حاشیه بیشتر از 1سانتی متر) را بشوید و آلودگی ها را با استفاده از محلول های استاندارد (نرمال سالین) برطرف نمایید. لطفاً از محلول ها یا مواد پاک کننده تحریک زا یا سمی استفاده نکنید.
4. اگر زخم شما نیاز به دبریدمان (بافت نکروزه یا هایپرکراتوزه) دارد حتماً توسط پزشک، دبریدمان زخم را انجام دهید.
5. پوست اطراف زخم را به صورتی که باعث خونریزی نشود، به آرامی خشک کنید.
6. زخم را اندازه گیری کنید. بسته NanoEx را باز کنید. پانسمان را 1سانتی متر اضافه تر برش زده و این مقدار را به عنوان حاشیه ایمن برای چسبندگی و محافظت کامل در نظر بگیرید.
7. **پانسمان را روی زخم قرار دهید. سپس آنرا با مقدار مناسبی از نرمال سالین یا آب مقطر استریل به آرامی مرطوب نمایید، بطوریکه آب اضافی باقی نماند.**
8. اگر پانسمان به طور کامل به سطح زخم چسبیده نشده است، روی آن نواحی را با گاز استریل یا سواب پزشکی به آرامی فشار دهید تا کاملاً به سطح زخم بچسبد و اطمینان حاصل شود که هیچ هوایی بین سطح زخم و پانسمان وجود نداشته باشد.
9. NanoEx یک **پانسمان اولیه** است و باید در تماس مستقیم با بستر زخم باشد.
10. حداکثر زمان تعویض محصول **72 ساعت** و حداکثر مدت زمان استفاده کمتر از 30 روز می باشد.
11. هنگام تعویض NanoEx از یک شستشودهنده مناسب (نرمال سالین) برای شستشوی زخم استفاده کنید.

عوارض جانبی

در صورت ایجاد تحریک موضعی، استفاده از محصول را متوقف کنید.

کاربران

متخصصین و درمانگران حوزه درمان و مراقبت از زخم

جامعه هدف

بزرگسالان (بجز خانمهای باردار)



برای مشاهده فیلم نحوه مصرف اسکن کنید



تولید شده توسط: نانو فناوریان نارین طب
ایران، تهران، کارگر شمالی، مرکز رشد فناوری دارویی، پلاک 1462

- جهت کسب اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی بیمار شرکت نانو نارین طب تماس بگیرید.

Tel: +9821-91076061, www.nanonarin.com, info@nanonarin.com